



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΝΤΩΝ

2021

ΝΑΡΗΚΑΣ ΚΑΡΠΙΟΥ “WRIST FIX κωδ. OV3020

Νάρθηκας καρπού WRIST FIX κατασκευασμένο από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Διαθέτει μεταλλική μπανέλα ακινητοποίησης καρπού 20cm, για στήριξη και σταθεροποίηση.
- Ελαφρού βάρους , διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητα VELCRO για προσθαφαίρεση του νάρθηκα.
- Εσωτερική επένδυση αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική.
- Δεν περιορίζει την κινητικότητα των δακτύλων.

Ενδείξεις

- Σύνδρομο καρπιαίου Σωλήνα (ΣΚΣ)
- Κακώσεις καρπού, θλάσεις
- Οξεία τενοντίτιδα καμπτήρων και εκτινόντων καρπού.
- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα καρπού.



Μέγεθος	Περίμετρος καρπού σε εκ.	Περίμετρος καρπού σε ίντσες.
S	14-16 εκ.	5-6 inch.
M	16-18 εκ.	6-7 inch.
L	18-20 εκ.	7-8 inch.
XL	20-23 εκ.	8-9 inch.

RIGHT

LEFT

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΩΜΟΥ
“SHOULDER SLING” κωδ. ΟΥ 3070

Φάκελος ανάρτησης ώμου κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Διαθέτει αυχενικό μαξιλαράκι ώμου για άνεση εφαρμογής με τιράντα ανάρτησης και αυτοκόλλητα VELCRO.
- Θέση στήριξης αντίχειρα εσωτερικά για αποφυγή ολίσθησης.
- Αντικαθιστά την τριγωνική επίδεση και θέτει τον αγκώνα σε θέση 90° μοιρών.

Ενδείξεις σε

- Παθήσεις ωμικής ζώνης
- Παθήσεις άνω άκρου.
- Αναταχθέν Εξάρθρωμα ώμου.
- Παθήσεις αγκώνα- βραχιονίου.
- Αρθρίτιδες-τενοντίτιδες.

ΟΥ3070	S	M	L
Μήκος αντιβραχίου σε εκ.	28-33 εκ.	33-39 εκ.	39-45 εκ.

Αμφιδέξιο	UNIVERSAL
-----------	-----------



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ “SPICA FIX” κωδ.ΟV 3030

Νάρθηκας καρπού- αντίχειρα SPICA FIX κατασκευασμένο από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Διαθέτει μεταλλική μπανέλα ακινητοποίησης καρπού 20 cm ,μεταλλική μπανέλα κατά μήκος του αντίχειρα για στήριξη με αυτοκόλλητα VELCRO , αφήνει την ονυχοφόρο φάλαγγα ελεύθερη.
- Ελαφρού βάρους και διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.
- Κλείσιμο με αυτοκόλλητα VELCRO για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.
- Εσωτερική επένδυση Αντιεφιδρωτική, αντιαλλεργική.

Ενδείξεις

- Κάκωση Καρπομετακαρπιαίας άρθρωσης αντίχειρα.
- Κάταγμα 1^{ου} μετακαρπίου Αντίχειρος.
- Τενοντοελυτρίτιδα αντίχειρα, σύνδρομο DE QUERVAIN.
- Τραυματική κάκωση ωλενίου πλαγίου συνδέσμου Αντίχειρος.
- Κάταγμα σκαφοειδούς σταθερό ή μετά από αφαίρεση γύψου.
- Οστεοχονδρύτιδα σκαφοειδούς.
- Κάταγμα μείζονος πολυγώνου.
- Μετεγχειρητική χρήση επεμβάσεων τενόντων αντίχειρα.
- Εξάρθρωμα αντίχειρα.



Μέγεθος	S	M	L	XL
Περίμετρος καρπού σε εκ.	14-16εκ.	16-18εκ.	18-20εκ.	20-23 εκ.
Περίμετρος καρπού σε ίντσες.	5-6 inch.	6-7 inch.	7-8 inch.	8-9 inch.

RIGHT	LEFT
-------	------



**ΑΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΩΜΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
“ABDUCTION ARM” κωδ. ΟΥ 3104**

Νάρθηκας απαγωγικής ακινητοποίησης 15°-20° μοιρών “ABDUCTION ARM”, κατασκευασμένος από επενδύσιμο αεριζόμενο ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Κοίλο ανατομικό σχήμα.
- Εφαρμογή με ιμάντα σταθεροποίησης στον κορμό και κλιπ εύκολης προσθαφαίρεσης.
- Τιράντα ωμικής με μαξιλαράκι για άνεση.
- Μπαλάκι άσκησης δακτύλων.
- Φάκελος στερέωσης με οπή για την θέση του αντίχειρα και την αποφυγή της ολίσθησης του αντιβραχίου.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με κλείσιμο VELCRO.


Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Σταθερό κάταγμα μείζονος βραχιονίου ογκώματος.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

- Ολική αρθροπλαστική ώμου-ημιολική αρθροπλαστική ώμου.
- Συρραφή τενόντων-τενοντίου πετάλου ROTATOR CUFF.
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα βραχιονίου ογκώματος.



Αμφιδέξιο

UNIVERSAL

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “ELBOW PRO ROM” κωδ. OV3100

Νάρθηκας αγκώνος λειτουργικός με γωνιόμετρο ELBOW PRO ROM, κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου ελαφρού βάρους υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Διαθέτει υφασμάτινα αυτοκόλλητα PADS βραχιονίου-αντιβραχίου αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με κλείσιμο VELCRO.
- Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης με θέσεις επιλογής στον βραχίονα και στο αντιβράχιο.
- Μπανέλα άκρας χειρός για εφαρμογή όπου τίθεται απαραίτητο για περιορισμό πρηξιμού -υπτιασμού.

Θέσεις επιλογής νάρθηκα ELBOW PRO ROM :

I) EXTENSION από 0° έως 90° μοίρες- ανά 10° επ' αύξησης.

II) FLEXION από 0° έως 120° μοίρες- ανά 10° επ' αύξησης.

Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Αναταχθέν Εξάρθρωμα αγκώνος.
- Σταθερό κάταγμα κεφαλής κερκίδος.
- Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή.
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα Ωλεκράνου.
- Οστεοσύνθεση σε παρεκτοπισμένο κάταγμα κεφαλής της κερκίδος.
- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω-έξω κονδύλου αγκώνος.
- Ολική αρθροπλαστική αγκώνος .
- Ημιολική αρθροπλαστική αγκώνος.
- Σε επανακαθήλωση ρήξης κατάφυσης δικεφάλου βραχίονα.



RIGHT- LEFT

ONE SIZE

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΘΟΜΣΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Η ΚΟΡΔΟΝΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ “LSO FIX” κωδ.ΟV 4310

Νάρθηκας ΘΟΜΣΣ κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής υπενδεδυμένος με AIR MESH για την αναπνευστικότητα του σώματος.

- Διαθέτει οπίσθιο σύστημα τροχαλίας για ισομερή συμπίεση της ΘΟΜΣΣ.
- Οπίσθιο πάνελ υπενδεδυμένο με ύφασμα και μαξιλάρι για άνεση κατά την εφαρμογή του νάρθηκα στον ασθενή.
- Σε περίπτωση Ν/Χ επεμβάσεων ΘΟΜΣΣ το πάνελ διαθέτει οπή για την αποφυγή πίεσης στην τομή.
- Δύο μαξιλαράκια υπενδεδυμένα με ύφασμα AIR MESH και πλαστικό υλικό για τα πλάγια τμήματα της ζώνης.
- Σε περίπτωση που χρήζει περιορισμό των πλάγιων κινήσεων του κορμού.
- Πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητα VELCRO.
- Διαθέτει οπίσθιο προσθαιρούμενο πάνελ για να γίνεται και απλή ζώνη.


Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή σε

- Σταθερό κάταγμα Σπονδύλου **01-05**.
- Τραυματική Σπονδυλολίσθηση **02-05**.
- Οστεοπορωτικό κάταγμα σπονδύλου .
- Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου **ΘΟΜΣΣ**.
- Κάκωση μυών και σπονδυλεκτομή **ΘΟΜΣΣ**.

Μετεγχειρητική αγωγή σε

- Πολυεπίπεδη σπονδυλοδεσία **ΘΟΜΣΣ 011-04**.
- Πεταλεκτομές-Δισκεκτομές **ΘΟΜΣΣ**.



Κωδικός OV 4310	Περίμετρος Οσφύος
UNISIZE	75-140 εκ.
Διαστάσεις Νάρθηκα	Ύψος Πρόσθιο 16 εκ. Ύψος Οπίσθιο 38 εκ.

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου, υψηλής ποιότητας και αντοχής .

- Υφασμάτινα αυτοκόλλητα PADS μηρού και κνήμης , αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.
- Διαθέτει σύστημα τηλεσκόπησης TLS μηριαία και κνημικά για αυξομείωση του μήκους του νάρθηκα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.
- Ιμάντες αυτοκόλλητοι VELCRO.
- **Ο νάρθηκας “TLS ROM” διαθέτει θέσεις επιλογής :**
 - I. EXTENSION από 0° έως 90° μοίρες .

II. FLEXION από 0° έως 120° μοίρες.

- Μήκος τηλεσκόπησης από 50 έως 70 εκ.

Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Απαραετόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους - Απαραετόπιστο κάταγμα κνήμης - Ολόλου επιγονατίδας - Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα-Ρήξη τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL- LCL - Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

- Οστεοσύνθεση σε σφηνοειδές κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER I** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου με εμβύθιση **SCHATZKER III** - Οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα **SCHATZKER V** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση **SCHATZKER VI** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER IV** - Συρραφή επιγονατίδας- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα παρεκτοπισμένο εγκάρσιο- υπερκονδύλιο - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδυλίου τύπου **T-Y** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου (μονοκονδύλιο) .



ONE SIZE

UNIVERSAL

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ “REGULAR ROM” κωδ. OV6410

Νάρθηκας μηροκνημικός λειτουργικός κατασκευασμένος από κράμα αλουμινίου ελαφρού βάρους, υψηλής ποιότητας και αντοχής .

- Υφασμάτινα αυτοκόλλητα pads μηρού και κνήμης , αντιαλλεργικά, αεριζόμενα.
- Ιμάντες αυτοκόλλητοι VELCRO.
- Ο νάρθηκας “REGULAR ROM” διαθέτει θέσεις επιλογής :

I. EXTENSION από 0° έως 90.

II. FLEXION από 0° έως 120°.

Μήκος νάρθηκα 50 εκ.



Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Απαραετόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους - Απαραετόπιστο κάταγμα άνω πόλου επιγονατίδας - Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα-Ρήξη τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων MCL- LCL - Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

Οστεοσύνθεση σε σφηνοειδές κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER I** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου με εμπύθιση **SCHATZKER III** - Οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα **SCHATZKER V**- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση **SCHATZKER VI** - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER IV** - Συρραφή επιγονατίδας- Οστεοσύνθεση σε κάταγμα παρεκτοπισμένο εγκάρσιο-υπερκονδύλιο - Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδύλιου τύπου **T-Y** Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου (μονοκονδύλιο) .

ONE SIZE

UNIVERSAL

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ “STABILIZER FIX”

κωδ. OV 6040 - OV 6050 - OV6060

Νάρθηκας γόνατος μηροκνημικός σταθερός STABILIZER FIX κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.

- Διαθέτει οπίσθια μεταλλική μπανέλα διαμορφώσιμη ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.
- Πλάγιες μεταλλικές μπανέλες από αλουμίνιο για στήριξη και συγκράτηση του νάρθηκα.
- Ιμάντες αυτοκόλλητοι με **VELCRO** .

Μήκος νάρθηκα σε 40, 50, 60 εκ.

Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Σταθερό κάταγμα επιγονατίδας
- Εξάρθρημα επιγονατίδας με ακέραιους καθεκτικούς συνδέσμους
- Απαραετόπιστο κάταγμα κνημιαίου κυρτώματος.
- Απαραετόπιστο κάταγμα έσω-έξω επικονδύλων.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή σε

- Κάταγμα επιγονατίδας.



ONE SIZE

UNIVERSAL

**ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ
“AIR ANKLE SPLINT”
κωδ. OV7500**

Νάρθηκας ποδοκνημικής κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό και αεροθαλάμους AIR ANKLE SPLINT για σταθεροποίηση κατά την βόδιση.

- Διαθέτει σωληνάκι AIR TUBING εισαγωγής του αέρα στους αεροθαλάμους για καλύτερη σταθεροποίηση και άσκηση της ποδοκνημικής.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες με VELCRO περιφερικά της κνήμης για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.
- Πελματική υποδοχή της πτέρνας ρυθμιζόμενη με αυτοκόλλητο VELCRO.
- Περιορισμός των πλάγιων κινήσεων της ποδοκνημικής.
- Επιτρέπει την κάμψη-έκταση της ποδοκνημικής.
- Εφαρμογή εντός αθλητικού υποδήματος (για λόγους υγιεινής συνιστάται η κάλτσα).

Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων.

ONE SIZE

UNIVERSAL



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ “AIR GEL SPLINT” κωδ. ΟΥ7510

Νάρθηκας ποδοκνημικής κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό και αεροθαλάμους AIR GEL για σταθεροποίηση κατά την βόδιση.

- Διαθέτει δυο προσθαφαιρούμενους θαλάμους με αέρα και gel για σταθεροποίηση της ποδοκνημικής και δυνατότητα κρυοθεραπείας.
- Τα επιθέματα τοποθετούνται στην κατάψυξη για περίπου 30 λεπτά και εφαρμόζονται ξανά στον νάρθηκα , βοηθά στην μείωση του οιδήματος.
- Εφαρμογή του νάρθηκα ε κάλτσα για την κρυοθεραπεία.
- Αυτοκόλλητοι ιμάντες VELCRO περιφερικά της κνήμης για γρήγορη προσθαφαίρεση του νάρθηκα.
- Πελματική υποδοχή πτέρνας ρυθμιζόμενη με αυτοκόλλητους ιμάντες VELCRO.
- Περιορίζει τις πλάγιες κινήσεις της άρθρωσης της ποδοκνημικής .
- Επιτρέπει την κάμψη-έκταση της ποδοκνημικής.
- Εφαρμογή και εντός αθλητικού υποδήματος (για λόγους υγιεινής συνιστάται η κάλτσα).

Ενδείξεις

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- Διαστρέμματα σφυρών ποδοκνημικής.
- Κακώσεις συνδέσμων.

ONE SIZE

UNIVERSAL



ΘΡΑΚΗΣ 13 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

T. 211-0129723 F. 210-8084471

E. orthovice@gmail.com | ordersorthovice@gmail.com



ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9:00-17:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ : 6932618033