

ΌΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ORTHOVICE
Ο Ρ Θ Ο Π Ε Δ Ι Κ Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020

ΑΥΧΕΝΟΘΩΡΑΚΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ

κωδ. TEC CTO

Αυχenoθωρακικός κηδεμόνας που αποτελείται από δυο βαλβίδες, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο ελαφρού βάρους .

- Προσφέρει στήριξη του ινιακού οστού και της γνάθου.
- Διαθέτει τραχειακή οπή.
- Γρήγορη αφαίρεση του νάρθηκα με αυτοκόλλητα VELCRO και κλιπ.
- Εσωτερικές υφασμάτινες επενδύσεις, αντιαλλεργικές .
- Απομακρύνει την υγρασία.
- Πρόσθιο- οπίσθιο σύστημα έλξης για την αυξομείωση του ύψους του αυχένα.
- Εφαρμογή από ύπτια ή καθιστή θέση.
- Επιτρέπει την καθιστή θέση.

Ενδείξεις:

Συντηρητική αποκατάσταση σε :

- ❖ Σταθερά κατάγματα πλαγίων ογκωμάτων άξονα Α2.
- ❖ Σταθερό κάταγμα σπονδύλων Α2-Θ2
- ❖ Σταθερό κάταγμα ινιακού κονδύλου TYPE I-II.
- ❖ Κατάγματα τόξων του Άτλαντα, JEFFERSON'S FRACTURES.

Μετεγχειρητική αποκατάσταση σε :

- ❖ Σπονδυλοδεσία με σπονδυλεκτομή ΑΘΜΣΣ.
- ❖ Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ με δισκεκτομή- πεταλεκτομή.
- ❖ Πολυεπίπεδη Σπονδυλοδεσία ΑΘΜΣΣ.



SIZE : REGULAR

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ ΔΥΟ ΑΞΟΝΩΝ

κωδ. ΟΝ 3090

Νάρθηκας ακινητοποίησης ώμου βραχίονα δύο αξόνων κατασκευασμένος από ύφασμα υψηλής ποιότητας και αντοχής.


- Διαθέτει ιμάντα ανάρτησης ώμου επενδυμένο με μαξιλαράκι για άνεση στην εφαρμογή.
- Ασφαλίζει με κλείστρο στο πρόσθιο τμήμα του νάρθηκα.
- Θήκη για τον καρπό και επιπλέον αυτοκόλλητο σταθεροποίησης.
- Αυτοκόλλητη φάσα στον κορμό με θέση για το βραχιόνιο με αυτοκόλλητο VELCRO.
- Προσφέρει ακινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου και θέτει τον αγκώνα σε κάμψη 90°, επιτρέποντας παράλληλα την κίνηση μόνο του αγκώνα όταν χρειαστεί.
- Αντικαθιστά την επίδεση VELPEAU προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα και αποφυγή εφίδρωσης του ασθενή.

Ενδείξεις:

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή.

- ❖ Εξάρθρωμα ώμου.
- ❖ Υποκεφαλικό κάταγμα βραχιονίου.
- ❖ Κάταγμα κεφαλής βραχιονίου.
- ❖ Κάταγμα ωμοπλάτης.

Μετεγχειρητική θεραπευτική χρήση.



ΜΕΓΕΘΟΣ

ONE SIZE /UNIVERSAL

ΝΑΡΘΗΚΑΣ Θ.Ο.Μ.Σ.Σ. ΜΕ ΙΝΕΣ CARBON C6 TEX

κωδ. ΤΟ 1105

“AGILOMB”

Κατασκευασμένος από ύφασμα με ίνες άνθρακα Carbon Resitex που βοηθάει στη σωστή διατήρηση της θερμοκρασίας αποβάλλοντας τον σχηματισμό της υγρασίας στο σώμα.

- Η καινοτομία του υφάσματος και η ελαφρότητα του, τον καθιστούν κατάλληλο για κάθε ασθενή που δεν επιδέχεται άλλων ειδών νάρθηκες κορμού.
- Αυξάνει την ευεξία κατά την φυσική δραστηριότητα μειώνοντας το γαλακτικό οξύ στους μυς.
- Διαθέτει αντιβακτηριδιακό αναπνεύσιμο υλικό κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες.
- Κατάλληλος για γηριατρικούς ασθενείς και μακρά χρονική χρήση.

Ενδείξεις:

- ❖ Αρχικά στάδια οστεοπόρωσης.
- ❖ Σπονδυλαρθρίτιδα σπονδυλικής Στήλης.
- ❖ Κύφωση σε γηριατρικούς ασθενείς Θ.Ο.Μ.Σ.Σ.
- ❖ Κύφωση Σ.Σ.
- ❖ Πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων ΟΣΚ τύπου ΙΙ.



ΜΕΓΕΘΟΣ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΟΣΦΥΟΣ ΣΕ εκ/cm	80-90 εκ.	90-100εκ.	100-110εκ.	110-120εκ.	120-130εκ.	130-140εκ.

ΜΗΡΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΟ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ

κωδ. TEC G766T

“QUICK-ROM”

Μηροκνημικός λειτουργικός κηδεμόνας με γωνιόμετρο κατασκευασμένος από ελαφρύ κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας.

- Διαθέτει υφασμάτινα αυτοκόλλητα pads μηρού-κνήμης.
- Κλείσιμο με ιμάντες **VELCRO** που εξασφαλίζουν την σταθεροποίηση του ποδιού.
- Αποσπώμενα προστατευτικά μαξιλαράκια κονδύλων.
- Το σχήμα του παρέχει εξαιρετική ανατομική σταθεροποίηση του ποδιού και καλή αντοχή κατά την χρήση.
- Μηχανισμός ρύθμισης για κάμψη 0°-120° έκτασης 0°- 90° μοίρες.
- Ο Νάρθηκας TEC G766T διαθέτει θέσεις επιλογής ανά 10° επ' αύξησης.
- Ο νάρθηκας μπορεί να ρυθμιστεί τηλεσκοπικά ανάλογα με το μήκος του ποδιού (51 έως 61 εκ.)

Ενδείξεις :

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή-Μετεχειρητικά σε :

- ❖ Απαρεκτόπιστο κάταγμα επιγονατίδας με ακέραιους τους καθεκτικούς συνδέσμους.
- ❖ Απαρεκτόπιστο κάταγμα άνω πόλου επιγονατίδας.
- ❖ Επιγονατιδεκτομή τένοντα σε συντριπτικό κάταγμα επιγονατίδας.
- ❖ Συρραφή ρήξης τετρακεφάλου σε ρήξη πλάγιων συνδέσμων **MCL-LCL**.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε σφηνοειδές κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER I**.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου με εμβύθιση **SCHATZKER III**.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε αμφικονδύλιο κάταγμα **SCHATZKER V**.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα με διαχωρισμό της μετάφυσης από την διάφυση **SCHATZKER VI**
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κνημιαίου κονδύλου **SCHATZKER IV**
- ❖ Ολική ρήξη επιγονατίδας-τένοντα.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα παρεκτοπισμένο εγκάρσιο- υπερκονδύλιο.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα διακονδυλίου τύπου **T-Y**.
- ❖ Οστεοσύνθεση σε κάταγμα έσω κονδύλου.



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

κωδ. OV7600

LOW FIX WALKER

Κατασκευασμένος από ελαφρύ αναπνεύσιμο υλικό με εσωτερικά μαξιλαράκια εξαιρετικής ποιότητας, ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά την βάδιση.

- Πλαστικές μπανέλες ενισχυμένης ακινητοποίησης σε ορθή γωνία ανάπαυσης ποδοκνημικής.
- Ευκολία στην εφαρμογή από επαγγελματία και ασθενή (δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του νάρθηκα).

Ενδείξεις:

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- ❖ Κάταγμα μεταταρσίων .
- ❖ Κάταγμα οστών του τάρσους.
- ❖ Κάταγμα κόπωσης κεφαλής 2^{ου}-3^{ου} μεταταρσίου.
- ❖ Κάταγμα 5^{ου} μεταταρσίου JONES FRACTURE.
- ❖ Κάταγμα φύματος 5^{ου} μεταταρσίου TENNIS FRACTURE.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή

- ❖ Κατάγματα άκρου ποδός.



Μέγεθος Υποδήματος	36-39	40-43	44-46
OV7600	S	M	L

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ

κωδ. OV7602

“HIGH FIX WALKER”

Κατασκευασμένος από ελαφρύ αναπνεύσιμο υλικό εξαιρετικής ποιότητας.

- Ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά την βάδιση.
- Πλαστικές μπανέλες ενισχυμένης ακινητοποίησης σε ορθή γωνία ανάπαυσης ποδοκνημικής.
- Ευκολία στην εφαρμογή από επαγγελματία και ασθενή (δεν απαιτείται αποσυναρμολόγηση του νάρθηκα).

Ενδείξεις :

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- ❖ Κάταγμα σταθερό αμφισφύριο.
 - ❖ Απαρεκτόπιστο κάταγμα έσω ή έξω σφυρού.
 - ❖ Σταθερό απαρεκτόπιστο κάταγμα περόνης.
 - ❖ Βαρύ διάστρεμμα ποδοκνημικής 2^{ου} – 3^{ου} βαθμού
- Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή**
- ❖ Κάταγμα ποδοκνημικής .



Μέγεθος Υποδήματος	36-39	40-43	44-46
OV 7602	S	M	L



ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΠΟΦΟΡΤΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

κωδ.OV7700 “ORTHOWEDGE”

Νάρθηκας αποφόρτισης άκρου ποδός, αμφιδέξιος, κατασκευασμένος από ύφασμα αντιαλλεργικό, αεριζόμενο με μαλακή πελματιαία αφρώδη επένδυση για αποφυγή κραδασμών κατά την βάδιση.

- Ειδική αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια ούτως ώστε να μεταφέρει όλα τα φορτία στο πίσω μέρος του υποδήματος, πετυχαίνοντας αποφόρτιση του άκρου ποδός.
- Διαθέτει διπλό αυτοκόλλητο VELCRO στην επάνω επιφάνεια των μεταταρσίων για εύκολη προσθαφαίρεση και αυτοκόλλητο VELCRO με κλιπ στην περιοχή του αστραγάλου.
- Ιδανικό για βάδιση σε τραυματισμένο Άκρο πόδα.

Ενδείξεις :

Συντηρητική θεραπευτική αγωγή

- ❖ Κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας-Μέγα δακτύλου.

Μετεγχειρητική θεραπευτική αγωγή σε

- ❖ HALLUX VALGUS Βλαισός Μέγας Δάκτυλος.
- ❖ HALLUX RIGIDUS Δύσκαμπτος Μέγας Δάκτυλος.
- ❖ HALLUX LIMITUS Αρθρίτιδα Μέγα Δακτύλου.



Μέγεθος Υποδήματος	36-39	40-43	44-46
OV 7700	S	M	L

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 18-24mmHg ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ

κωδ. V6111E

Ενδείξεις :

- ❖ Προφύλαξη κατά της φλεβικής θρόμβωσης σε κατακεκλιμένους και χειρουργημένους ασθενείς.
- ❖ Βοηθούν στην βελτίωση συμπτωμάτων οιδήματος, παρέχοντας βαθμιαία συμπίεση και αυξημένη απόδοση επιστροφής του αίματος.
- ❖ Βελτιώνουν την ροή του αίματος από άλλες φλεβικές διαταραχές, όπως η χρόνια φλεβική στάση.

Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια Γαστροκνημίου σε εκ.	30-36 εκ.	33-40 εκ.	36-43εκ	40-47 εκ.	43-52 εκ.
Περιφέρεια αστραγάλου σε εκ.	20-23 εκ.	23-26 εκ.	26-29 εκ.	29-32 εκ.	32-35 εκ.
Χρώμα πτέρνας	Κίτρινο	Πράσινο	Κόκκινο	Μπλε	Γκρι




ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 18-24mmHg ΑΝΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

κωδ. V6121

Ενδείξεις :

- ❖ Προφύλαξη κατά της φλεβικής θρόμβωσης σε κατακεκλιμένους και χειρουργημένους ασθενείς.
- ❖ Βοηθούν στην βελτίωση συμπτωμάτων οιδήματος, παρέχοντας βαθμιαία συμπίεση και αυξημένη απόδοση επιστροφής του αίματος.
- ❖ Βελτιώνουν την ροή του αίματος από άλλες φλεβικές διαταραχές, όπως η χρόνια φλεβική στάση.

Μέγεθος	S	M	L	XL	XXL
Περιφέρεια μηρού σε εκ.	49-63 εκ.	53-67 εκ.	58-73 ε.	64-82 εκ.	72-93 εκ.
Περιφέρεια αστραγάλου σε εκ.	20-23 εκ.	23-26 εκ.	26-29 εκ.	29-32 εκ.	32-35 εκ.
Χρώμα πτέρνας	Κίτρινο	Πράσινο	Κόκκινο	Μπλε	Γκρι





ΌΤΑΝ Η ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΘΡΑΚΗΣ 13 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ

T. 211-0129723 F. 210-8084471

E. orthovoice@gmail.com | ordersorthovoice@gmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30-16:30

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΑΓΚΗΣ : 6932618033